

راهنمای کاربری

هات پلیت مگنت



Hot Plate



فهرست:

- معرفی دستگاه

- راه اندازی دستگاه

- شرایط گارانتی

- مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

معرفی دستگاه :

پنل دستگاه شما از دو سر ولوم و دو چراغ تشکیل شده است که سر ولوم و چراغ سمت چپ مخصوص هات پلیت و قسمت گرمایشی دستگاه می باشد و سر ولوم و چراغ سمت راست مربوط به بخش همزن و تنظیم سرعت چرخش آهن ربا می باشد.

راه اندازی دستگاه :

۱. ابتدا دو شاخه را به پریز ارت دار نصب نمایید.
۲. برای تنظیم دما سر ولوم سمت چپ را روی عدد دمای مورد نظر تنظیم نمایید (از ۵۰ C تا ۳۰۰ C) توجه داشته باشید که این اعداد ذکر شده دمای تقریبی صفحه می باشد و دمای محلول بستگی به شرایط محیطی و نوع ماده دارد.

۳. برای تنظیم سرعت چرخش همزن باید از سر ولوم سمت راست استفاده کرد که روی پنل به صورت ابرویی از (MIN تا MAX) مشخص شده است .

نکته : چراغ مخصوص سیستم گرمایش (سمت چپ) با روشن و خاموش شدن المنت خاموش و روشن می شود.

شرایط گارانتی :

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات می باشد و هزینه ایاب و ذهاب با خریدار می باشد. ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

الف . ضمانت ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه .

ب . دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاص بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

پ . هر نوع دستکاری و یا آسیب درهولوگرام های نصب شده ، بر روی دستگاه .

ت . هر گونه جابه جایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت .

ث . مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد مانند المنت و...

ج . استفاده از گازهایی غیر از گازهایی که دستگاه برای کار با آن طراحی شده است. (خدمات پس از فروش به مدت ۰ سال درقبال پرداخت هزینه ها می باشد.)