

(بن ماری جوش ترموستاتیک ۸ خانه حلقوی)



فهرست :

- معرفی دستگاه
- مشخصات فنی دستگاه
- راهنمای کاربری دستگاه
- شرایط محیطی
- شرایط گارانتی
- مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

معرفی دستگاه :

نام دستگاه : بن ماری جوش ترموستاتیک طرح GFL آلمان ۸ خانه حلقوی

مدل دستگاه : بن ماری جوش ترموستاتیک

مدل انگلیسی : 1031

کاربرد : دستگاهی است که با ایجاد گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب حرارت یکنواخت و قابل کنترل در داخل محفظه می‌شود. بن ماری جوش قابل استفاده در آزمایشگاه‌های بیوشیمی و تشخیص طبی و کنترل کیفی و تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی و استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص مواد مخدر به صورت دستی (رسوب گیری) استفاده و از تولید بخار جهت هضم مواد محلول و نیز از بخار حاصله جهت رسوب گیری نمونه‌های حاوی مواد در محلول‌ها و ذوب کردن بعضی از مواد با بخار حاصله استفاده می‌گردد.

نیاز به نصب و راه اندازی : ندارد

مشخصات فنی :

دستگاه از یک بدنه اصلی از جنس استنلس استیل و یک جعبه برق و پلاک از جنس استنلس استیل و یک مخزن از جنس استنلس استیل و یک ترموستات جهت تنظیم و کنترل دما و یک عدد کابل و کلید و المنت و یک درب حلقوی ۸ خانه تشکیل شده است.

اتصال برق : 230 V

فرکانس : 50...60 Hz

توان : 1.5 KW

راهنمای کاربری دستگاه :

۱- پنل دستگاه : پنل دستگاه از یک سرولوم و یک چراغ سیگنال تشکیل شده است.

• راه اندازی :

✓ ابتدا شیلنگ آب را به لوله کنترل سطح آب وصل نمایید و آب را

باز کرده تا مخزن آبیگری شود.

✓ دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.

✓ درجه ترموستات را روی دمای دلخواه تنظیم کنید.

✓ منتظر شوید دمای داخل مخزن به دمای تنظیمی برسد.

** نکته : چراغ سیگنال به المنت دستگاه متصل است و ممکن است در پروسه زمانی مختلف خاموش یا روشن باشد.

شرایط محیطی :

در محیط آزمایشگاه با درجه حرارت ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد که دارای سکوبندی یا یک میز کار مناسب باشد و شرایط رطوبت و نور محیط هم در حالت استاندارد قرار داشته باشد .

گارانتی :

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات می باشد و هزینه ایاب و ذهاب با خریداری باشد.

ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل جرائیست :

الف-ضمانت ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ب-دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاص به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

پ- هر نوع دستکاری و یا آسیب درهولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه .

ت- هرگونه جابه جایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت

ث- مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد مانند المنت و...

ج-استفاده از گازهایی غیر از گازهایی که دستگاه برای کار با آن طراحی شده است.

✓ دستگاه های ارائه شده دارای یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس

از فروش در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.