



آب مقطر گیری یکبار تقطیر

با ابعاد کوچک و بسیار کارآمد ، راحت و قابل اطمینان

ساخته شده از استیل

عملکرد کاملا اتوماتیک

صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق تقطیر آب داغ خنک کننده

خروج آب مقطر از طریق لوله تخلیه در جلوی دستگاه

برای رسوب گیری و پاکسازی مخزن بویلر به راحتی و با بلند کردن کندانسور قابل دسترسی است

جنس مخزن بویلر از جنس استیل ۳۰۴ می باشد.

خاموش شدن دستگاه در اثر قطع آب ، جریان کم آب و یا افزایش دمای بیش از حد توسط ترموستات دستگاه

تخلیه دی اکسید کربن از طریق تهویه روی کندانسورها

کلید اصلی با چراغ در جلوی دستگاه

پوشش بیرونی مخزن بویلر و کندانسور ساخته شده از ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

کیفیت آب مقطر عالی

کندانسور ساخته شده از جنس استیل

المنت دستگاه از جنس مس بوده که با روکش کروم پوشانده شده

اتصال برق از طریق کابل استاندارد ، می باشد.

ساخت در ظرفیت های ۲ ، ۴ ، ۸ و ۱۲ لیتر در ساعت

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209

هدایت الکتریکی در حدود ۳/۱ میکروزیمنس
تست شده با آب تهران
هدایت الکتریکی بسته به آب منطقه و خلوص
آب ورودی فرق می کند