



آون (قیر) thinfilm

دمای دستگاه از دمای محیط تا 200°C قابل تنظیم است

برق دستگاه ۲۲۰۷ با توان مصرفی ۱۲۰۰W و ۵A

جنس بدنه ورق فولادی رنگ الکترواستاتیک

جنس محفظه داخل ورق استنلس استیل

دارای دیواره دو جداره با عایق پشم سنگ

درب دستگاه دو جداره با پنجره شیشه ای

وزن دستگاه حدود ۵۰Kg در بسته بندی مناسب

سیستم پانل دستگاه بصورت دیجیتال PID که قابلیت تنظیم دما و تایم مورد نیاز بصورت دیجیتال

با دقت دمایی بالا میباشد

سیستم حرارتی دستگاه المنت که با عایق مهار شده تا از انتقال حرارت به بیرون جلوگیری کند

دستگاه مجهز به ترموستات با دقت دما $\pm 1^{\circ}\text{C}$ است

دور موتور صفحه گردان دستگاه ۵~۶ RPM

مطابق با استانداردهای ASTM-D1757-BS2000

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209