



رایمند طب آدان

طراح و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

raymand.teb@gmail.com



۰۲۱۶۶۳۵۸۰۱۷ - ۰۲۱۶۶۳۶۵۲۰۹



۰۹۳۹۳۹۵۶۸۰۳ - ۰۹۱۲۱۹۵۶۸۰۳



تهران خیابان امام خمینی خیابان خوش جنوبی کوچه تیموری





آون (فور) آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵۰ الی ۲۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 2 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

جنس عایق بدنه از پشم سنگ پنلی درجه یک

طبقات متحرک

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما در طبقات مختلف (سفارشی)

ساخت در دماهای بالاتر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد (سفارشی)

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



آون خلاء

جهت استریل و خشک نمودن وسایل و لوازم آزمایشگاهی تحت محیط خلا

محفظه داخلی به ابعاد $33 \times 33 \times 50$ سانتیمتر

جنس محفظه داخلی استیل ضد زنگ (۳۰۴) قطر ۳ میلی متر

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و شاسی پروفیل مقاوم

درب شیشه دو جداره

تایمر دیجیتال دقیق و دقت دمایی ۱ درجه

دارای برد کنترلر هوشمند PID با نمایش دما و زمان

دارای درجه نشانگر و کیوم و شیر گازی

دارای کیج نشان دهنده و کیوم با درجه بندی صفر الی ۷۶۰ میلی متر جیوه (خلا نسبی)

دارای شیر و کیوم در کنار دستگاه

توان مصرفی ۳۰۰۰ وات

ولتاژ ۲۲۰ ولت

جریان: ۱۵ آمپر



آون (قیر) thinfilm

دمای دستگاه از دمای محیط تا 200°C قابل تنظیم است

برق دستگاه 220V با توان مصرفی 1200W و 5A

جنس بدنه ورق فولادی رنگ الکترواستاتیک

جنس محفظه داخل ورق استنلس استیل

دارای دیواره دو جداره با عایق پشم سنگ

درب دستگاه دو جداره با پنجره شیشه ای

وزن دستگاه حدود 50Kg در بسته بندی مناسب

سیستم پانل دستگاه بصورت دیجیتال PID که قابلیت تنظیم دما و تایم مورد نیاز بصورت دیجیتال

با دقت دمایی بالا میباشد

سیستم حرارتی دستگاه المنت که با عایق مهار شده تا از انتقال حرارت به بیرون جلوگیری کند

دستگاه مجهز به ترموستات با دقت دما $1^{\circ}\text{C} \pm$ است

دور موتور صفحه گردان دستگاه $5\sim 6\text{RPM}$

مطابق با استانداردهای ASTM-D1757-BS2000

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



انکوباتور آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی +۷۰ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 0.4 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

جنس عایق بدنه از پشم سنگ پنلی درجه یک

طبقات متحرک

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما در طبقات مختلف (سفارشی)

دو درب شیشه ای و فلزی (در حجم ۵۵ لیتر)

در حجم های بزرگتر درب همراه با شیشه دوجداره

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



انکوباتور یخچالدار

محدوده دمایی ۱۰- درجه الی ۶۵+ سانتیگراد

دارای مخزن داخلی استیل

بدنه بیرونی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

قابلیت اضافه نمودن شیکر با تنظیم دور شیکر به صورت دیجیتال از ۵۰ الی ۲۰۰ rpm

سیستم کنترل دما و زمان میکروکنترلر PID

تولرانس دما ۰,۵ ± درجه سانتیگراد

دارای فن سیرکوله المنت جهت یکنواختی دما در تمام نقاط

دارای درب شیشه ای دو جداره

ساخت در حجم های سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



انکوباتور شیکردار

حجم ۱۰۰ لیتر

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۶۵+ سانتیگراد

دارای مخزن داخلی استیل

بدنه بیرونی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

قابلیت تنظیم دور شیکر به صورت دیجیتال از ۵۰ الی ۲۰۰ rpm

سیستم کنترل دما و زمان میکروکنترلر PID

تلرانس دما ۰,۵ ± درجه سانتیگراد

دارای فن سیر کوله المنت جهت یکنواختی دما در تمام نقاط

دارای درب شیشه ای دو جداره

ساخت در حجم های سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



انکوباتور BOD یخچالدار ۱۰۰ لیتری

نشانگر دما و زمان دیجیتال (محدودده زمانی تا ۹۹۰ دقیقه و دائم کار)

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

تنظیم دما از +۴ تا +۶۰ درجه سانتیگراد

دارای مخزن داخلی استیل ضد زنگ

بدنه فولادی پوشش شده با رنگ الکترواستاتیک

دارای درب شیشه ای دو جداره

سیستم کنترل دما میکروکنترلر هوشمند PID

جنس عایق بدنه از پشم سنگ پنبلی درجه یک

تولرانس دما ۵ / ± ۰

دارای ۱ پرز برق ضد آب جهت قرارگیری دستگاه Bod metr

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



ژرمیناتور (اتاقک رشد گیاهان) حجم های ۱۰۰ - ۲۰۰ - ۳۰۰ لیتری

جنس بدنه بیرونی از ورق فولادی با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک
محفظه داخلی ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
عایق بندی شده با پشم سنگ پنبلی به ضخامت ۶ سانتی متر
درب شیشه ای دو جداره
سیستم هتینینگ هیترهای الکتریکی
رنج دمایی دستگاه از ۴+ درجه سانتی گرادالی ۴۵ درجه سانتیگراد
تلرانس دما مثبت منفی ۱ درجه سانتی گراد
سنسور کنترل دما PT۱۰۰
سیستم کولینگ (کمپرسور-ایراتور-کندانسور)
رنج رطوبت ۹۰-۴۰ درصد با دقت ۱۰-۸ درصد
سیستم نور دستگاه تا ۲۰۰۰ لوکس قابل تنظیم می باشد.
فن گردش هوا
ساعت فرمان جهت تنظیم زمان کاری و روشنایی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



کوره الکتریکی ۱۲۰۰ درجه

بدنه خارجی ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک

دمای مفید تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد

نوع عایق فیبر سرامیکی و آجر نسوز و پنبه سرامیکی

المنت از جنس کروم نیکل

ترموکوپل تیپ K

سیستم کنترلر دیجیتال همراه با تایمر و آلارم

قابلیت برنامه ریزی دما و زمان تا ۹ مرحله طبق سفارش مشتری

موجود در حجم های :

۲.۵ لیتری

۵.۵ لیتری

۳.۵ لیتری

۷.۵ لیتری

۴.۵ لیتری

۱۰ لیتری

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



بن ماری (حمام آب) آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۱۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما (سفارشی)

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



بن ماری (حمام آب) آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۱۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما (سفارشی)

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



بن ماری ۸ خانه ترموستاتیک

مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی ، تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی

آزمایشگاه های داروسازی ، مواد غذایی ، آزمایشگاه های مرجع

دارای ۴ سایز درب حلقوی در هر خانه جهت قرارگیری انواع ظروف آزمایشگاهی

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی +۱۰۰ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما به صورت ترموستاتیک

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خوردگی

نظافت آسان

دارای خروجی آب

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



بن ماری شیکردار

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۱۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

قابلیت تنظیم شیکر از ۵۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما (سفارشی)

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



بن ماری یخچالدار

مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی ، تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی
آزمایشگاه های قیر و اسفالت جهت نگهداری نمونه های مارشال در دمای ثابت ۶۰ درجه سانتیگراد
با دقت $1^{\circ}\text{C} \pm$ استفاده می شود

این نوع بن ماری در سایر آزمایشگاه های مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده است.

مجهز به موتور سیرکوله جهت یکنواخت نگه داشتن دما در تمام نقاط

محدوده دمایی از صفر الی 60 درجه سانتیگراد

بدنه داخلی از جنس استیل ضد زنگ (استنلس استیل)

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

حجم حدوداً 40 لیتر

سیستم حرارتی المنت همراه با پوشش

دارای کنترلر دیجیتال دما و زمان

سیستم میکروکنترلر PID هوشمند

دارای خروجی آب

دارای سیستم هشدار دما $1^{\circ}\text{C} \pm$ از دمای تنظیمی

تلرانس دما $0.8^{\circ}\text{C} \pm$

ولتاژ 230-220 ولت

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



آب مقطرگیری یکبار تقطیر

در دو مدل کندانسور استیل و پیرکس
دارای کنترل سطح آب ورودی و خروجی
طرح GFL
تمام اتوماتیک قابل شستشو و رسوبگیری آسان
بدنه داخلی استیل ضد زنگ
جنس المنت از مس با روکش کروم

Model	Hourly Capacity Litr/h	Colling Water Litr/h	Over Dimension (mm)			Power (kw)	Volts (v)	Amps (A)
			Wide	Deep	High			
2002A	2	40	170	190	370	2	220-230	8.6
2004A	4	40	190	220	420	3	220-230	13.6
2008A	8	60	250	300	500	6	220-380	27.9
2012A	12	60	250	300	500	9	220-380	40.5

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



آب مقطر گیری دو بار تقطیر

دارای دو کندانسور پیرکس

دارای سیستم کنترل سطح آب ورودی و خروجی

دارای هشدار زمان رسوبگیری دستگاه

سیستم خنک کننده (کندانسورها) از جنس پیرکس

طرح GFL

تمام اتوماتیک قابل شستشو و رسوبگیری آسان

بدنه داخلی استیل ضد زنگ

جنس المنت ها از مس با روکش کروم

برق مصرفی سه فاز

Model	Hourly Capacity Litr/h	Colling Water Litr /h	Over Dimension (mm)			Power (kw)	Volts (v)
			Wide	Deep	High		
2102	2	72	470	260	500	3.5	220-230
2104	4	120	550	280	570	6.5	220-380
2108	8	198	700	390	700	11.5	220-380

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



هات پلیت مگنت دیجیتال

صفحه گرد از جنس آلومینیوم به قطر ۱۸ سانتیمتر

کنترل حرارت دمای داخل محلول


سنسور PT100

رنج دما صفحه از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه سانتیگراد

کنترل دور همزن با برد الکترونیکی دقیق ۵۰۰ الی ۱۴۰۰ rpm

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



هات پلیت با همزن مغناطیسی

صفحه گرد از جنس آلومینیوم به قطر ۱۸ سانتیمتر

ترموستاتیک

رنج دما صفحه از ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد

دارای دیمر ولتاژ جهت تنظیم سرعت چرخش همزن

دور موتور همزن از ۵۰۰ الی ۱۴۰۰ دور در دقیقه

قابلیت چرخش با مگنت ۲,۵ سانتیمتر

دارای المنت ۵۰۰ وات

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



هات پلیت (هیتر)

ابعاد صفحه در دو مدل ۲۵ × ۲۵ و ۴۰ × ۳۰ سانتیمتر

جنس صفحه (آلومینیوم - چدن)

آنالوگ

کنترل حرارت بسیار دقیق با ترموستاتیک

المنت میله ای با روکش تفلون

رنج دما صفحه از ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



سانتریفیوژ درب برقی

دارای هد متحرک

سرعت ۵۰۰ الی ۴۰۰۰ rpm قابل تنظیم

بدون صدا و لرزش

سیستم کنترل میکروپروسسور تاچ

درب باز شو برقی و دستی اضطراری

جنس بدنه فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

دارای تایمر ۹۹ دقیقه ای

دارای دستگیره و میکروسوییچ (در هنگام کار اگر درب باز شود دستگاه به صورت اتوماتیک متوقف می شود)

در مدل های :

۴ شاخه مناسب لوله ۵۰ فالكون

۸ شاخه مناسب لوله ۱۵ فالكون

۱۶ شاخه

۲۴ شاخه

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



PH Metr رومیزی

- نمایش دما در دو حالت سانتیگراد و فارنهایت رنج ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- اندازه گیری PH و MV
- سرعت پاسخگویی بالا
- کالیبراسیون هوشمند
- تشخیص خودکار بافر در هنگام کالیبراسیون
- امکان تصحیح خطای بافر
- امکان نمایش خطای الکتروود
- دارای صفحه نمایش دیجیتال LCD
- محدوده کاری PH : ۱۴:۰۰ الی ۰۰,۰۰ دقت اندازه گیری ۰,۰۱
- محدوده کاری MV : ۱۹۹۹ + الی ۱۹۹۹ - دقت اندازه گیری ± 1
- حافظه : ۲۰ داده آخر
- ابعاد : ۲۴cm × ۱۸cm



یخچال آزمایشگاهی

محدوده دمایی ۰ تا +۱۰ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

دقت دمایی ± 0.1 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ، مقاوم در برابر خورده گی

عایق بدنه از جنس پلی یورتان

طبقات متحرک

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن دیتالاگر جهت ثبت دما

دارای فن سیرکوله جهت یکنواختی دما در طبقات مختلف

درب شیشه ای دو جداره حاوی گاز آرگون

سیستم روشنایی LED

دارای فن خنک کننده موتور

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



فریزر آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۲۰- الی ۱۵+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 0.1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خوردگی

نظافت آسان

دارای فن سیرکوله المنت جهت یکنواختی دما در تمام نقاط

دارای طبقات متحرک

درب دوجداره شیشه ای

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



هود شیمی

بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس کف هود سرامیک ضد اسید

درب طلق پلکسی گلاس با ریل و وزنه تعادل

پایه ها قابل تنظیم

دارای سیستم روشنایی و محل قرار گیری لامپ UV

فن ساده ۲۸۰۰ دور

تعبیه یک کابین در زیر میز کار

کاپ سینک ۱۵×۳۰ سانتیمتر به همراه شیر آب

دارای شیر گاز و نازل های مربوطه

نظافت آسان

عمق ۷۰ سانتیمتر × ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



هود لامینار (میکروبی) کلاس II

مشخصات فنی:

ابعاد : ارتفاع ۲۳۰ × عمق ۸۰ × عرض ۱۳۰ سانتیمتر

ارتفاع ۲۳۰ × عمق ۸۰ × عرض ۱۰۰ سانتیمتر

شاسی پروفیلی ۳۰×۳۰ با رنگ الکترواستاتیک

جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک

جنس بدنه داخلی (میز کار) تمام استیل و طرفین دارای شیشه

فیلتر اصلی هپا ۱۵×۶۰×۱۲۲ (۹۹/۹۹۷ افیشنسی)

به همراه فیلتر اگزهاست ۱۵×۳۰×۳۰ هپا و پیش فیلتر

دارای فن ۱۴۰۰ و ۲۰۰۰ دور دابل اینلت

سیستم هوادهی عمودی از بالا به پایین

دارای درب برقی

دارای برد دیجیتال و ساعت کارکرد لامپ UV و فیلتر

دارای سیستم روشنایی فلورسنت، لامپ UV، شیر گاز و پریز برق

عمل سیرکولاسیون هوا از بالا به پایین صورت گرفته که ۷۰ درصد بازیافت شده و ۲۵ درصد

از جلوی دسته اه خار می شود

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



شیکر ارلن بالن آنالوگ

دارای تایمر ۱۵ دقیقه‌ای

برد الکترونیکی کنترل ولتاژ جهت تنظیم دقیق دور موتور

کنترل دور الکترونیکی (شیکر) ۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه

قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی (بر اساس سفارش)

اندازه صفحه ۴۴ × ۳۵ سانتیمتر

جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیکی

دارای پیچ‌های نگهدارنده قابل تنظیم

قابلیت کار پیوسته

قابلیت اضافه نمودن میله و پایه

ولتاژ : ۲۲۰-۲۳۰V

فرکانس : ۵۰ - ۶۰ Hz

وزن : ۵kg

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



شیکر روتاتور

دارای تایمر ۱۵ دقیقه‌ای

برد الکترونیکی کنترل ولتاژ جهت تنظیم دقیق دور موتور

کنترل دور الکترونیکی (شیکر) ۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه

قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی و الکلنگی (بر اساس سفارش)

اندازه صفحه ۳۰ × ۳۶ سانتیمتر

جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیکی

قابلیت کار پیوسته

ولتاژ : ۲۲۰-۲۳۰v

فرکانس : ۵۰ - ۶۰ Hz

وزن : ۵kg

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



شیکر الک آرد

دارای کنترل الکترونیکی با میکروپروسسور
نمایشگر LCD زمان تنظیم شده و زمان باقی مانده را نشان می دهد
این دستگاه با حد اقل صدا کار می کند
قابل کار با ۴ الک و یک زیر الک و یک درب الک
توان مصرفی ۱۵۰ وات
گردش الک ۲۰۰ RPM
نوع حرکت دورانی شتابدار
زمان کارکرد ۱ تا ۹۹ دقیقه
زمان پیش فرض ۵ دقیقه
وزن دستگاه ۴۲ کیلو گرم
برق مصرفی ۲۲۰۷/۵۰ Hz



کلنی کانتر

جهت شمارش کلنی باکتری ها به صورت دیجیتال

دارای صفحه مدرج برای سهولت در شماره

دارای عدسی با قدرت ۸ برابر

دارای حافظه در هنگام قطع برق

ولتاژ ۲۲۰-۲۳۰ ولت

فرکانس ۵۰ - ۶۰ هرتز

توان ۵۰ وات

جریان ۰,۲ آمپر

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209



www.raymandteb.com

Email: raymand.teb@gmail.com