



هود لامینار (میکروبی) کلاس II

مشخصات فنی:

ابعاد : ارتفاع ۲۳۰ × عمق ۸۰ × عرض ۱۳۰ سانتیمتر

ارتفاع ۲۳۰ × عمق ۸۰ × عرض ۱۰۰ سانتیمتر

شاسی پروفیلی ۳۰×۳۰ با رنگ الکترواستاتیک

جنس بدنه ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک

جنس بدنه داخلی (میز کار) تمام استیل و طرفین دارای شیشه

فیلتر اصلی هپا ۱۵×۶۰×۱۲۲ (۹۹/۹۹۷ افیشنسی)

به همراه فیلتر اگزهاست ۱۵×۳۰×۳۰ هپا و پیش فیلتر

دارای فن ۱۴۰۰ و ۲۰۰۰ دور دابل اینلت

سیستم هوادهی عمودی از بالا به پایین

دارای درب برقی

دارای برد دیجیتال و ساعت کارکرد لامپ UV و فیلتر

دارای سیستم روشنایی فلورسنت، لامپ UV، شیر گاز و پریز برق

عمل سیرکولاسیون هوا از بالا به پایین صورت گرفته که ۷۰ درصد بازیافت شده و ۲۵ درصد

از جلوی دسته اه خار می شود

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209