



هود شیمی

بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس کف هود سرامیک ضد اسید

درب طلق پلکسی گلاس با ریل و وزنه تعادل

پایه ها قابل تنظیم

دارای سیستم روشنایی و محل قرار گیری لامپ UV

فن ساده ۲۸۰۰ دور

تعبیه یک کابین در زیر میز کار

کاپ سینک ۱۵×۳۰ سانتیمتر به همراه شیر آب

دارای شیر گاز و نازل های مربوطه

نظافت آسان

عمق ۷۰ سانتیمتر × ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209