



شیکر الک آرد

دارای کنترل الکترونیکی با میکروپروسسور
نمایشگر LCD زمان تنظیم شده و زمان باقی مانده را نشان می دهد
این دستگاه با حد اقل صدا کار می کند
قابل کار با ۴ الک و یک زیر الک و یک درب الک
توان مصرفی ۱۵۰ وات
گردش الک ۲۰۰ RPM
نوع حرکت دورانی شتابدار
زمان کارکرد ۱ تا ۹۹ دقیقه
زمان پیش فرض ۵ دقیقه
وزن دستگاه ۴۲ کیلو گرم
برق مصرفی ۲۲۰۷/۵۰ Hz