



## بن ماری ( حمام آب ) آزمایشگاهی

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۱۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی  $\pm 1$  درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی  $\pm 0.5$  درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما (سفارشی)

ساخت در ابعاد سفارشی

*Raymand Teb Adan*

Tel : 02166358017 - 02166365209