



آب مقطر گیری دوبار تقطیر

دارای مخازن جوش استیل و کندانسورهای پیرکس
عملکرد کاملا اتوماتیک

جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، آبی که در اثر عبور از کندانسور ها داغ شده به مخزن تقطیر اول هدایت می شود.
خاموش شدن دستگاه در اثر قطع آب و یا جریان کم آب ، افزایش دمای بیش از حد توسط ترموستات دستگاه
دارای سنسور حساس جهت شناسایی ناخالصی های بالا در تقطیر اول و روشن شدن چراغ رسوب گیری
خروج دی اکسید کربن و بخارات اضافه از بالای کندانسورها
سوئیچ اصلی و لامپ های راهنما برای نظارت کاربر از مراحل تقطیر در جلوی دستگاه
محفظه دو بخشی ساخته شده از ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
کیفیت آب مقطر عالی با هدایت الکتریکی در حدود ۱,۶ میکرو زیمنس (تست شده با آب دانشگاه تهران)
اتصال برق از طریق کابل استاندارد ، سه فاز می باشد.
ساخت در ظرفیت های ۲ ، ۴ و ۸ لیتر در ساعت

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209