



بن ماری شیکردار

کنترلر دمایی PID هوشمند

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۱۰۰+ درجه سانتیگراد

قابلیت تنظیم دما

قابلیت قرارگیری ترمومتر جیوه ای

دقت دمایی ± 1 درجه سانتیگراد

تلورانس دمایی ± 0.5 درجه سانتیگراد

بدنه بیرونی ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ ، مقاوم در برابر خورده گی

قابلیت تنظیم شیکر از ۵۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه

نظافت آسان

قابلیت اضافه نمودن فن سیرکوله جهت یکنواختی دما (سفارشی)

ساخت در ابعاد سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209