



انکوباتور شیکردار

حجم ۱۰۰ لیتر

محدوده دمایی ۵ درجه بالاتر از دمای محیط الی ۶۵+ سانتیگراد

دارای مخزن داخلی استیل

بدنه بیرونی ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

قابلیت تنظیم دور شیکر به صورت دیجیتال از ۵۰ الی ۲۰۰ rpm

سیستم کنترل دما و زمان میکروکنترلر PID

تلرانس دما ۰,۵ ± درجه سانتیگراد

دارای فن سیر کوله المنت جهت یکنواختی دما در تمام نقاط

دارای درب شیشه ای دو جداره

ساخت در حجم های سفارشی

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209